


PARAVIT MOBILE – SURECHECK

DIMENSIONS PARAVENT :



FONCTIONNEMENT :

- Tige télescopique d'une longueur de 2m.
- Tige rétractable sur 50 cm.
- Équipé de 4 roulettes Ø 100 mm à frein.

PARAVIT MOBILE – SURECHECK



MISES EN GARDE :

Un paravent est fait :

- pour séparer une pièce en 2

Un paravent n'est pas fait pour :

- pour s'agripper dessus
(risques de chute)

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

PRÉVENTIONS :

staph**CHEK**[®]
Microvent Comfort[®]

Ininflammable • Bactériostatique
Auto-désodorisant • Confortable • Facile à nettoyer
Resiste aux déchirures • Anti-tâches
Non-allergénique
Incorpore le Microvent[®] "Il respire."

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGES ORDINAIRE: Les souillures ou les tâches sont essuyées à l'aide de lessive neutre et d'eau tiède.

TACHES DIFFICILES A NETTOYER: Eponge douce avec produits de nettoyage liquides ordinaires pour le vinyl. N'EMPLOYEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE, DE DETERGENTS OU DE SOLVANTS FORTS.

DESINFECTION: Diluez les désinfectants et/ou les germicides tels que prescrit par l'étiquette de produit du fabricant. N'EMPLOYEZ QUE LES DILUTIONS RECOMMANDEES PAR LE FABRICANT.

LE BLANCHISSAGE N'EST PAS RECOMMANDE, ET N'EST PAS NECESSAIRE.

© 2000 © Marque de commerce déposée Herculite Products, Inc. Emigsville, PA 17318.

FICHIER PRÉVENTION