


ESCABEAU DE PHÉBOLOGIE – 3 MARCHES

DIMENSIONS ESCABEAU :



FONCTIONNEMENT :

- Escabeau 3 marches en support bois recouvertes de caoutchouc strié.

ESCABEAU DE PHÉBOLOGIE – 3 MARCHES



MISES EN GARDE :

Un escabeau est fait :

- pour monter dessus

Un escabeau n'est pas fait pour :

- pour sauter dessus

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

PRÉVENTIONS :

MINIMUM REQUIS :

- Dépoussiérer.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)

PRODUITS A PROSCRIRE :

- Alcool et/ou acétone non dilué.
 - Tous solvants et détergents.
 - Produits d'entretien abrasifs.
- (En cas d'utilisation, ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants)