


PARAVIT MOBILE – TISSU TRÉVIRA

DIMENSIONS PARAVENT :



FONCTIONNEMENT :

- Tige télescopique d'une longueur de 2m.
- Tige rétractable sur 50 cm.
- Équipé de 4 roulettes Ø 100 mm à frein.

PARAVIT MOBILE – TISSU TRÉVIRA

MISES EN GARDE :

Un paravent est fait :

- pour séparer une pièce en 2

Un paravent n'est pas fait pour :

- pour s'agripper dessus
(risques de chute)

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

PRÉVENTIONS :



Qualité: BIOSAT

Référence: Biosat

Coloris: Unis

Largeur: 280

Tol.: -2/+4 cm

Matière:

Chaîne: Multifilament Polyester

Trame: Multifilament Polyester Trevira CS Bioactif

Armure:

Sergé

Poids/m²: 140 g/m²

Tol.: +/- 8 g/m²

Classement: M1 – non inflammable

N° P.V.: LYC-05-1912L

Traitement: Lavage, thermofication, teinture

Entretien:

Lavage: Lavable en machine à 40°

Nettoyage à sec: Nettoyage à sec possible

Repassage: Repassable au fer doux