


## PARAVIT MURAL – TISSU TRÉVIRA

### DIMENSIONS PARAVENT:



### FONCTIONNEMENT :

- **Tige télescopique d'une longueur de 2m.**
- **Tige rétractable sur 50 cm.**
- **Fourni avec une platine, 3 chevilles et 3 vis.**

# PARAVIT MURAL – TISSU TRÉVIRA

## MISES EN GARDE :

### Un paravent est fait :

- pour séparer une pièce en 2

### Un paravent n'est pas fait pour :

- pour s'agripper dessus  
(risques de chute)

## CONDITIONS DE NETTOYAGE :

### PRÉVENTIONS :



**Qualité:** BIOSAT

**Référence:** Biosat

Coloris: Unis

**Largeur:** 280

**Tol.:** -2/+4 cm

**Matière:**

**Chaîne:** Multifilament Polyester

**Trame:** Multifilament Polyester Trevira CS Bioactif

**Armure:**

Sergé

**Poids/m<sup>2</sup>:** 140 g/m<sup>2</sup>

**Tol.:** +/- 8 g/m<sup>2</sup>

**Classement:** M1 – non inflammable

**N° P.V.:** LYC-05-1912L

**Traitement:** Lavage, thermofication, teinture

**Entretien:**

**Lavage:** Lavable en machine à 40°

**Nettoyage à sec:** Nettoyage à sec possible

**Repassage:** Repassable au fer doux