

LAMPE D'EXAMEN INFRAROUGE THERA (RÉFÉRENCE : LID/thera)



CARACTÉRISTIQUES:

THERA INFRAROUGE:

- DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE I.

- 250W.
- Interrupteur classique.
- Longueur du flexible 860 mm – coloris blanc.
- Longueur d'onde: 1200 nm.
- Durée de vie des ampoules IR (E27) 5000h.
- Tête de lampe cotes: 260 mm.
- Base de lampe cotes: 69 x 69 x 115 mm.
- Entraxe (4 trous base de lampe): 54.5 mm.

OPTIONS:

- Pied roulant lesté. **(LID/PIEDLESTE)** – poids 5.5 kg – Ø du pied 530 mm – hauteur de 600 à 1000 mm.
- Support fixe. **(LAMP/FIXE)**
- Support articulé. **(LAMP/ART)**

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine et éliminer les toxines.

Ce modèle de lampe chauffante montée sur flexible (86 cm dont 34cm rigide tubulaire) et équipée d'une poignée est très facilement positionnable à la distance souhaitée. Sa large coupole est fermée par une grille de protection pour éviter tout risque de contact accidentel avec la source chauffante.

Le modèle avec interrupteur-minuteur (fonctionnement mécanique) permet de choisir le temps de traitement souhaité de 0 à 60 minutes avant de prévenir de son arrêt par un petit signal

Utilisation:

Placer la lampe à une distance moyenne de 40 cm : la sensation de chaleur doit toujours rester agréable. Des séances de 10 à 30 minutes sont suffisantes.